

ÜRÜN MARKASI: CENTRON

ÜRÜN ADI: MASAÜSTÜ TABANCALI HORTUM KAPAMA CİHAZI

MODEL ADI: SE 450

TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Cihaz plastik kan torbalarının kan alımını müteakip damardan torbaya kan taşıyan plastik tüpü ısı ile kapayacak vasıfta olmalıdır.
2. Cihaz, 220 V, 50 Hz ile çalışabilmelidir.
3. Her tip kan torba tüpünü kapatabilmelidir.
4. Cihaz ön ısıtma gerektirmemelidir.
5. Kolay temizlenebilir sağlam ve kompakt yapıda olmalıdır.
6. Kapama zamanı 1.2 sn'yi geçmemelidir.
7. Cihaz 4 kg ağırlığını geçmemelidir.
8. Cihazın çevresi 110x150x260 mm'yi geçmemelidir.
9. Cihaz bir ana gövde ile ona bağlı tabanca ünitesinden meydana gelmelidir.