

HORTUM KAPAMA CİHAZI

Model SE700



Özellikler

- Bataryalıdır, kompakt ve hafif yapıdadır.
- Kapama tabancasına sahip bir modeldir.
- Kapama tabancasının kablosu 1.8 m uzunluğundadır.
- Pek çok kan torbası hortumunu kapatabilir – 2 ila 6mm (1/4") arası çaplardaki hortumları kapatmak için uygundur.
- Bir saniye gibi kısa bir sürede kapama yapar. Cihazın önceden ısınması gerekmemektedir.
- Kapanacak yerin ortasına bir çentik atar – hortum kolayca koparılıp ayrılabilir.
- 6 saatte tamamen şarj edilir. Batarya seviye göstergesi şarj seviyesini ve şarj etme işlemini gösterir.
- Batarya pakedi şarj edilebilir ve değiştirilebilir yapıdadır. Şarj ünitesi cihaza entegredir.
- Kafa koruyucusu, kapama başlığının temizlenebilmesi için çıkartılabilir.
- Cihazla birlikte bez taşıma çantası gelir. Çanta, cihazın tüm parçaları taşıyabilir.
- Hafif, bataryalı ve taşıma çantalı – mobil kullanım için ideal bir modeldir.

Teknik Özellikler

- (1) Kapama zamanı : 1 – 2 saniye
- (2) Hortum çapı : 2 – 6 mm (1/4")
- (3) RF kablo uzuluđu : 1.8 m (6")
- (4) Gösterge lambası : BATTERY LEVEL, CHARGING, SEAL, SEALING
(BATARYA SEVİYESİ, ŞARJ OLUYOR, KAPATMA, KAPATIYOR)
- (5) Çalışma frekansı : 40.68 MHz
- (6) Güç kaynađı : Batarya pakedi (NiMH, 12VDC/4.5AH)
- (7) Batarya şarj ünitesi : 100-120/220-240 VAC, 18 VDC/1 Amp çıkış, 25W
- (8) Batarya şarjı : 6 saatte tamamen şarj olur
- (9) Ölçüler – ana cihaz : En 148 x Boy 34 x Derinlik 252 mm (E 5.8" x B 1.4" x D 9.9")
– tabanca : En 28 x Boy 44 x Derinlik 204 mm (E 1.1" x B 1.8" x D 8.1")
- (10) Ağırlık – ana cihaz : 1.7 Kg (3.8 lb)
– tabanca : 0.2 Kg (0.5 lb)
- (11) Sıcaklık – çalışma : 0 – 40 °C (32 – 104 °F)
– saklama : -20 – 70 °C (-4 – 158 °F)

Aksesuarlar



RF Kablosu



Şarj ünitesi



Taşıma çantası



Batarya şarj seviyesi panel üzerinde gösterilir



Taşıma çantası tüm parçaları taşıyabilir