



Plazma ve kan ürünlerinin
çözülmesi ve ısıtılması
emniyetli ve güvenilir

Barkey plasmatherm

Barkey plasmatherm FFP(taze donmuş plazma) torbalarını çözer ve kanı, eritrosit konsantreleri(EC), dondurularak saklanmış olan preparatları, dondurularak saklanmış olan kök hücrelerini (HPC) ve infüzyon çözeltilerini ısıtır.

İlk bakışta yararları

- Bir seferde 4 torbayı çözer (acil durumlarda 8'e kadar)
- Basit ve sezgisel uygulama
- Kuru ısıtma sayesinde yüksek hijyen standardı (su ile doğrudan temas olmadan)
- Pürüzsüz yüzeyler ve yuvarlatılmış kenarlar
- Dezenfeksiyon ile silinerek temizlenme kolaylığı
- Elektronik dokümantasyon (isteğe bağlı)
- 2 sızıntı tespit sensörü = bulaşma ve enfeksiyon riski yok
- Plazma, kan, dondurularak saklanmış olan kök hücreleri (HPC) ve kullanıcı programı için kısayollar
- Düz metinli büyük ekran
- Sadece yılda bir kez su değişimi
- Torbalar ile uyumlu yastıklar



Barkey plasmatherm

Aksesuarlar (isteğe bağlı)

- Elektronik dokümantasyon yazılımı (sadece Ethernet bağlantılı)
- Barkod okuyucu
- Sistem günlüğü yazıcısı

Hijyen

- Kuru eritme ve ısıtma nedeniyle bulaşma riski yoktur (su ile doğrudan temas olmadan)
- Dezenfeksiyon ile silinerek temizlenme kolaylığı
- Korozyona dayanıklı

Güvenlik

- Elektronik ve mekanik aşırı sıcaklık alarmı
- + 37°C ile + 45°C arasında ayarlanabilir sıcaklık aralığı
- Isıtma işlemi tamamlandıktan sonra veya hata durumunda optik sinyal ve ses sinyali
- Temiz yastıklar ve kapaklar sayesinde gözle muayene
- 2 sızıntı tespit sensörü



Ürün	Barkey plasmatherm
Güç kaynağı	220-240 V 50/60 Hz veya 100-120 V 50/60 Hz
Belirlenmiş sıcaklık	+ 37°C'dan maksimum + 45°C' a kadar US.+ 37°C
Ebatlar	340 x 600 x 320 mm (GxDxY)
Dolum yapılmadan ağırlığı	18 kg
Dolum miktarı	9 l

Arayüz/Cihazlar (isteğe bağlı)	Barkod okuyucu, sistem günlüğü yazıcısı ethernet kapısı
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (MDD) sınıflandırması	IIa
Güvenlik sınıfı	Koruyucu topraklama
Sertifikalandırma	CE 0123
Barkey sertifikalıdır	DIN EN ISO 13485

Barkey GmbH & Co. KG

Gewerbestr. 8
33818 Leopoldshöhe
Almanya

Tel +49 (0) 5202 / 9801-0
Faks +49 (0) 5202 / 9801-99
info@barkey.de www.barkey.de